



## 静脈可視化装置

# ベインキャス



### 業界初の新機能!



### 2つの 新機能

①写真 + ②保存機能



ベインキャスは、静脈の可視化のみでなく、写真撮影、SDカードの保存ができます。

## 5つの特徴

Point 1

**明るさ調節**

Point 2

**投影サイズ調節**

Point 3

**写真&保存**

Point 4

**軽量化**

※当社製品比較により約18%の軽量化

Point 5

**4秒起動**

届出番号:11B1X10017000061

※以下の2つのアクセサリは別売りとなります。

## 製品仕様

ベインキャスは、人間のヘモグロビンが他の組織より赤外線ライトの高吸収する原理に基づいています。この機器を使用することにより、可視目視出来ない静脈の80%以上を見つけ出すことが可能です。検出された静脈は、正確に肌にそのまま映し出されます。

### 静脈可視化装置 ベインキャス

一般的名称：可搬型手術用顕微鏡  
販売名：ベインキャス  
届出番号：11B1X10017000061  
製造販売業者：株式会社ICST  
製造業者：Shenzhen Vivolight Medical Device and Technology Co.,Ltd.  
アクセサリ：テーブルスタンド、フロアスタンド（別売り）



### 多彩な機能



### 利用方法



製造販売元


**株式会社ICST**

〒338-0001 埼玉県さいたま市中央区上落合5-17-1 S4タワー2階  
TEL：048-857-8026 FAX：048-857-8041 <https://www.icst.jp/>

## アクセサリ(別売り)

特徴

①明るさ調節可 ②投影サイズ調節可 ③写真&保存可



| 仕様       | 詳細               |
|----------|------------------|
| 操作モード    | ベーシック&グリーンライトモード |
| 明るさ      | 調節可(4段階)         |
| 電源       | リチウム電池またはAC      |
| 重量       | 350g             |
| 寸法       | 228mm×63mm×62mm  |
| 電源使用可能時間 | 約4.5時間           |
| 最適撮像距離   | 210mm±30mm       |

**静脈可視化装置は、最初の静脈穿刺失敗率を  
77.5%低下させます。**

360ケースの比較研究からの臨床データ。この研究の結果は2015年9月のNursing Administration,のジャーナルで発表されている。

代理店